



Stojak na kuwety

Kartell

Stojak na dwanaście kuwet. Wykonany z PE. Otwory na kuwety ułożone przemiennie z niewielkim wgłębieniem dla lepszej obserwacji zawartości.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	B-1140	Stojak na kuwety

Opis

Statyw na kuwety. Przeznaczony na dwanaście kuwet. Wykonany z PE. Otwory na kuwety ułożone przemiennie z niewielkim wgłębieniem dla lepszej obserwacji zawartości.

Wymiary: dł. 170 x szer. 50 x wys. 15 mm.

Wymiary otworu: 12,5 x 12,5 mm.