



Pudełko na kuwety - 12-miejscowe



Pudełko na dwanaście kuwet o grubości zewnętrznej do 12,5 mm i maksymalnej wysokości do 60 mm. Wykonane z autoklawowalnego PP, posiada wyjmowany wkład oraz zatrzaskową pokrywę. Pudełka mogą być ustawiane w stosy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	B-1080	Pudełko na kuwety

Opis

Pudełko na dwanaście kuwet o grubości zewnętrznej do 12,5 mm i maksymalnej wysokości do 60 mm. Wykonane z autoklawowalnego PP, posiada wyjmowany wkład oraz zatrzaskową pokrywę. Pudełka mogą być ustawiane w stosy.

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 115 x 110 x 60 mm.