

## Blaszane statywy do próbek

Blaszane statywy do próbek, wykonane ze stali, lakierowane elektrostatycznie.



Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Śr. otworów	Rzędy	Liczba miejsc	Wysokość
	B-7317	Blaszany statyw do próbek	stal lakierowana	14 mm	2 x 10	20 miejsc	60 mm
	B-7318	Blaszany statyw do próbek	stal lakierowana	19 mm	2 x 10	20 miejsc	70 mm

### Opis

Blaszane statywy do próbek, wykonane ze stali, lakierowane elektrostatycznie.