



Stelaż na pudełka na probówki typu Falcon

Poziomy stelaż na pudełka wykonany z wysokiej jakości stali szlachetnej. Przeznaczony do pudełek na probówki typu Falcon.

Wym. wew. przegrody (szer. x gł. x wys.): 140 x 140 x 132 mm.

Maks. wym. pudełka (szer. x gł. x wys.): 137 x 137 x 128 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Przegród w poziomie	Przegród w pionie	Szerokość	Głębokość	Wysokość
	2-8291	Stelaż na kriopudełka	stal szlachetna	3	2	143 mm	426 mm	265 mm
	2-8292	Stelaż na kriopudełka	stal szlachetna	4	2	143 mm	565 mm	265 mm

Opis

Poziomy stelaż na pudełka wykonany z wysokiej jakości stali szlachetnej. Przeznaczony do pudełek na probówki typu Falcon. Przystosowany specjalnie do pudełek neoLab o Nr-Art. 2-1917 i kolejnych. Stelaże mogą być układane piętrowo.

Wym. wew. przegrody (szer. x gł. x wys.): 140 x 140 x 132 mm.

Maks. wym. pudełka (szer. x gł. x wys.): 137 x 137 x 128 mm.