



System na pudełka neoStapelRack[®]

Wielopoziomowy system wykorzystywany w lodówkach, zamrażarkach lub na stołach laboratoryjnych. Przeznaczony do przechowywania standardowych pudełek o wys. 50-53 mm. Stapel-Rack[®] składa się z pojedynczych platform wraz z nakrywkami (bez lub z uchwytem) połączonych ze sobą klamrami. Na ściankach bocznych i na spodzie systemu znajdują się duże otwory zapewniające cyrkulację powietrza.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	2-2998	Nakrywka z uchwytem do neoStapelRack - biała
	2-2999	Pojedynczy element systemu neoStapelRack - biały
	2-3000	Klamry do systemu poziomego (para) - niebieskie
	2-3001	Nakrywka bez uchwyty do neoStapelRack - biała
	2-3002	Pojedynczy element systemu neoStapelRack - niebieski
	2-3003	Nakrywka z uchwytem do neoStapelRack - niebieska
	2-3004	Nakrywka bez uchwyty do neoStapelRack - niebieska

Opis

Wielopoziomowy system wykorzystywany w lodówkach, zamrażarkach lub na stołach laboratoryjnych. Przeznaczony do przechowywania standardowych pudełek o wys. 50-53 mm. Stapel-Rack[®] składa się z pojedynczych platform wraz z nakrywkami (bez lub z uchwytem) połączonych ze sobą klamrami. Na ściankach bocznych i na spodzie systemu znajdują się duże otwory zapewniające cyrkulację powietrza. Każda platforma posiada z przodu półokrągłe wycięcie umożliwiające łatwe i wygodne wyciąganie pudełek.

Wymiary zew. elementu podstawowego: 146 x 150 x 58 mm (szer. x gł. x wys.)

Wymiary wew. elementu podstawowego: 140 x 147 x 55 mm

Materiał: PC biały lub niebieski. Możliwość autoklawowania. Odporny na temp. od -130°C do +130°C.

Do wyboru 2 warianty montażu:

1. Pionowo: System pionowy może składać się maks. z 10 elementów ustawionych piętrowo. Poszczególne części systemu połączone są ze sobą specjalnymi haczykami. Pojedyncze elementy mogą zostać w każdej chwili zdemontowane.

2. Poziomo: System poziomy może składać się z maks. 4 elementów połączonych ze sobą bocznymi ściankami. Poszczególne części połączone są ze sobą z boku i/lub z tyłu za pomocą klamer (každorazowo 1 para). Każdy element podstawowy można wyposażać w nakrywkę bez uchwyty.

System neoStapelRack® przeznaczony jest do kriopudełek kartonowych o Nr-Art. 2-2700 i 2-2900, pudełek neoBox 81-miejscowych o Nr-Art.: od 2-2910 do 2-2915, pudełek neoBox-100 o Nr-Art.: 2-1967 i 2-1935 i kolejnych, pudełek na próbki/krioprobówki o Nr-Art.: 2-1642 i 2-1643.