



Środek do mycia i dezynfekcji narzędzi Helipur[®] H plus N

B | BRAUN

Helipur[®] H plus N to środek do mycia i dezynfekcji narzędzi o właściwościach wirusobójczych do przygotowania materiałów termolabilnych, jak np. giętkich endoskopów czy akcesoriów anestetycznych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rodzaj pak.	Pojemność
	B-6136	Środek do mycia i dezynfekcji narzędzi Helipur [®] H plus N	butelka z dozownikiem	1 l
	B-6137	Środek do mycia i dezynfekcji narzędzi Helipur [®] H plus N	kanister	5 l

Opis

Helipur[®] H plus N to aldehydowy środek do dezynfekcji instrumentów. Produkt certyfikowany przez DGHM (Niemieckie Stowarzyszenie Higieny i Mikrobiologii). Zawiera aldehyd glutarowy. Przeznaczony jest do dezynfekcji instrumentów chirurgicznych, endoskopów (w tym endoskopów giętkich) oraz innych instrumentów i materiałów termolabilnych. Polecany jest szczególnie do dezynfekcji endoskopów sztywnych i giętkich. Może być stosowany w myjkach ultradźwiękowych. Wykazuje szerokie spektrum aktywności biobójczej, posiada bardzo dobre właściwości myjące, bardzo dobrze rozpuszcza krew i wydzieliny. Ze względu na niskie stężenie roztworu roboczego (rekomendacje DGHM) jest wyjątkowo ekonomiczny w użyciu.