



Stelaż ze stali szlachetnej na kriopudełka

Pionowy stelaż wykonany z wysokiej jakości stali szlachetnej. Ze składanym uchwytem. Przeznaczony do wszystkich **kriopudełek o wymiarach zew. do 133 x 133 x 53 mm** (szer. x gł. x wys.).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Liczba miejsc	Wysokość
	2-2716	Stelaż na kriopudełka	stal szlachetna	5 miejsc	281 mm
	2-2970	Stelaż na kriopudełka	stal szlachetna	6 miejsc	336 mm
	2-2710	Stelaż na kriopudełka	stal szlachetna	7 miejsc	391 mm
	2-2971	Stelaż na kriopudełka	stal szlachetna	8 miejsc	446 mm
	2-2972	Stelaż na kriopudełka	stal szlachetna	9 miejsc	501 mm
	2-2973	Stelaż na kriopudełka	stal szlachetna	10 miejsc	556 mm
	2-2711	Stelaż na kriopudełka	stal szlachetna	11 miejsc	611 mm
	2-2974	Stelaż na kriopudełka	stal szlachetna	13 miejsc	721 mm

Opis

Pionowy stelaż na kriopudełka wykonany z wysokiej jakości stali szlachetnej. Ze składanym uchwytem. Przeznaczony do wszystkich **kriopudełek o wymiarach zew. do 133 x 133 x 53 mm** (szer. x gł. x wys.).

Wymiary podstawowe (szer. x gł.): 138 x 138 mm.

Maks. wym. pudełka (szer. x gł. x wys.): 133 x 133 x 53 mm.