



Papierki wskaźnikowe Pehanon



Papierki wskaźnikowe Pehanon z nadrukowaną skalą pH. Wykorzystywane do określania wartości **pH roztworów barwnych i zawiesin**.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zakres pomiaru	Podziałka pH	Szt./Op.
	M-3320	Papierki wskaźnikowe Pehanon	pH 1 - 12	1,0 pH	200 szt.
	M-3321	Papierki wskaźnikowe Pehanon	pH 0,0 - 1,8	0,2 / 0,3 pH	200 szt.
	M-3322	Papierki wskaźnikowe Pehanon	pH 1,0 - 2,8	0,2 / 0,3 pH	200 szt.
	M-3323	Papierki wskaźnikowe Pehanon	pH 1,8 - 3,8	0,2 / 0,3 pH	200 szt.
	M-3324	Papierki wskaźnikowe Pehanon	pH 2,8 - 4,6	0,2 / 0,3 pH	200 szt.
	M-3325	Papierki wskaźnikowe Pehanon	pH 3,8 - 5,5	0,2 / 0,3 pH	200 szt.
	M-3326	Papierki wskaźnikowe Pehanon	pH 4,0 - 9,0	0,5 pH	200 szt.
	M-3327	Papierki wskaźnikowe Pehanon	pH 5,2 - 6,8	0,2 / 0,3 pH	200 szt.
	M-3328	Papierki wskaźnikowe Pehanon	pH 6,0 - 8,1	0,3 pH	200 szt.
	M-3329	Papierki wskaźnikowe Pehanon	pH 7,2 - 8,8	0,2 / 0,3 pH	200 szt.
	M-3330	Papierki wskaźnikowe Pehanon	pH 8,0 - 9,7	0,2 / 0,3 pH	200 szt.
	M-3331	Papierki wskaźnikowe Pehanon	pH 9,5 - 12,0	0,5 pH	200 szt.
	M-3332	Papierki wskaźnikowe Pehanon	pH 10,5 - 13,0	0,5 pH	200 szt.
	M-3333	Papierki wskaźnikowe Pehanon	pH 12,0 - 14,0	0,5 pH	200 szt.

Opis

Paski wskaźnikowe Pehanon z polem wskaźnikowym i skalą umieszczoną na tym samym pasku. Paski posiadają hydrofobowe bariery między polami barwnymi, gwarantując bezpieczne użytkowanie nawet przy badaniu cieczy agresywnych. Mogą być używane do określania wartości **pH** nawet w przypadku **roztworów barwnych i zawiesin**.