



Stelaż do zamrażarki na pudełka na próbówki typu Falcon o poj. 15/50 ml

Pionowy stelaż do zamrażarki wykonany z wysokiej jakości stali szlachetnej. Ze składanym uchwytem. Przeznaczony do pudełek na **próbówki typu Falcon/próbówki wirówkowe o wymiarach zew. 137 x 137 x 128 mm** (szer. x gł. x wys.). Przystosowany specjalnie do pudełek neoLab na próbówki typu Falcon, Nr-Art. 2-1917 i kolejne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Liczba miejsc	Wysokość
	2-8235	Stelaż na kriopudełka	stal szlachetna	2 miejsca	267 mm
	2-8236	Stelaż na kriopudełka	stal szlachetna	3 miejsca	398 mm
	2-8237	Stelaż na kriopudełka	stal szlachetna	4 miejsca	528 mm
	2-8238	Stelaż na kriopudełka	stal szlachetna	5 miejsc	659 mm

Opis

Pionowy stelaż do zamrażarki wykonany z wysokiej jakości stali szlachetnej. Ze składanym uchwytem. Przeznaczony do pudełek na **próbówki typu Falcon/próbówki wirówkowe o wymiarach zew. 137 x 137 x 128 mm** (szer. x gł. x wys.). Przystosowany specjalnie do pudełek neoLab na próbówki typu Falcon, Nr-Art. 2-1917 i kolejne.

Wymiary podstawowe: 141 x 141 mm (szer. x gł.).

Wewnętrzne wymiary komory: 140 x 140 x 132mm (szer. x gł. x wys.).

Maks. wym. pudełka: 137 x 137 x 128 mm (szer. x gł. x wys.).