



## Szklane pipety Pasteura, z zatyczką z waty lub bez zatyczki

Pipety wykonane z wysokogatunkowego szkła. Zapakowane w praktycznym kartonie dozującym, chroniącym przed kurzem i zanieczyszczeniami.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                                       | Długość | Szt./Op. |
|-----------|---------|---------------------------------------------|---------|----------|
|           | E-1096  | Szklane pipety Pasteura - bez zatyczki      | 150 mm  | 250 szt. |
|           | E-1097  | Szklane pipety Pasteura - bez zatyczki      | 230 mm  | 250 szt. |
|           | E-1098  | Szklane pipety Pasteura - z zatyczką z waty | 150 mm  | 250 szt. |
|           | E-1099  | Szklane pipety Pasteura - z zatyczką z waty | 230 mm  | 250 szt. |

### Opis

Pipety wykonane z wysokogatunkowego szkła. Zapakowane w praktycznym kartonie dozującym, chroniącym przed kurzem i zanieczyszczeniami.