



Pipety jednomicarowe kl. AS, z niebiesk4 skal4 - o poj. 1 ml - 50 ml

ISOLAB
Laborger4te GmbH

Szklane pipety jednomicarowe klasy AS. Oznaczenia naniesione kolorem niebieskim. Posiadaj4 kolorowe paski kodowe umoŹliwiaj4ce identyfikacj4 obj4toŹci pipety. Z certyfikatem serii.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	PojemnoŹ	Tolerancja	WysokoŹ
	S-1469	Pipeta jednomicarowa kl. AS, z niebiesk4 skal4	1 ml	$\pm 0,007$ ml	310 mm
	S-1470	Pipeta jednomicarowa kl. AS, z niebiesk4 skal4	2 ml	$\pm 0,010$ ml	330 mm
	S-1471	Pipeta jednomicarowa kl. AS, z niebiesk4 skal4	3 ml	$\pm 0,010$ ml	360 mm
	S-1472	Pipeta jednomicarowa kl. AS, z niebiesk4 skal4	4 ml	$\pm 0,015$ ml	360 mm
	S-1473	Pipeta jednomicarowa kl. AS, z niebiesk4 skal4	5 ml	$\pm 0,015$ ml	400 mm
	S-1474	Pipeta jednomicarowa kl. AS, z niebiesk4 skal4	10 ml	$\pm 0,020$ ml	440 mm
	S-1475	Pipeta jednomicarowa kl. AS, z niebiesk4 skal4	11 ml	$\pm 0,020$ ml	440 mm
	S-1476	Pipeta jednomicarowa kl. AS, z niebiesk4 skal4	15 ml	$\pm 0,030$ ml	455 mm
	S-1477	Pipeta jednomicarowa kl. AS, z niebiesk4 skal4	20 ml	$\pm 0,030$ ml	510 mm
	S-1478	Pipeta jednomicarowa kl. AS, z niebiesk4 skal4	25 ml	$\pm 0,030$ ml	520 mm
	S-1479	Pipeta jednomicarowa kl. AS, z niebiesk4 skal4	50 ml	$\pm 0,050$ ml	540 mm

Opis

Pipety jednomicarowe klasy AS, wykonane ze szkła zgodnie z normami ISO 648 i DIN 12687 (dla pipet jednomicarowych). Znak zgodnoŹci („DE-M”), numer seryjny i inne informacje nadrukowano trwałą emali4 w kolorze niebieskim. Posiadaj4 kolorowe paski kodowe umoŹliwiaj4ce identyfikacj4 obj4toŹci pipety. Certyfikat partii moŹna pobrać ze strony internetowej producenta.

Pipety miarowe wykonane ze szkła o odpornoŹci chemicznej i wlaŹciwoŹciach termicznych co najmniej klasy HGB3 (zgodnie z

normą ISO 719).