



Wężę PharMed[®]



Wężę z elastomeru termoplastycznego, w kolorze beżowym. Przeznaczone do użytku w laboratorium, medycynie i badaniach naukowych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr.zew.	Śr.wew.	Gr.ścianki	Dł.rolki
	7-9260	Wąż PharMed [®]	6,4 mm	3,2 mm	1,6 mm	7,5 m
	7-9261	Wąż PharMed [®]	8,0 mm	4,8 mm	1,6 mm	7,5 m
	7-9262	Wąż PharMed [®]	9,6 mm	6,4 mm	1,6 mm	7,5 m
	7-9263	Wąż PharMed [®]	11,2 mm	8,0 mm	1,6 mm	7,5 m
	7-9264	Wąż PharMed [®]	12,7 mm	9,5 mm	1,6 mm	7,5 m
	7-9265	Wąż PharMed [®]	17,5 mm	12,7 mm	2,4 mm	7,5 m

Opis

Wężę z elastomeru termoplastycznego, w kolorze beżowym. Przeznaczone do użytku w laboratorium, medycynie i badaniach naukowych.

Twardość wg Shore'a: 64 A.

Dopuszczalny zakres temperatury pracy: od -73°C do +135°C.

Autoklawowalne. Nietoksyczne. Odpowiadają klasie VI USP. Spełniają kryteria FDA i NSF. Wykazują wysoką trwałość przy zastosowaniu w pompach perystaltycznych. Odporne na ozon, promienie UV i chemikalia. Dostarczane w rolkach o dł. 7,5 m.