



Uniwersalne papierki wskaźnikowe w rolce



Uniwersalne papierki wskaźnikowe w rolce do szybkich testów pH. Z dołączoną skalą barwną, umożliwiającą szybki i precyzyjny odczyt wyniku. W rolkach po 5 m lub w formie opakowania uzupełniającego zawierającego 3 rolki o dł. 5 m.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zakres pomiaru	Podziałka pH	Rodzaj pak.	Dł. rolki
	M-3431	Uniwersalne papierki wskaźnikowe	pH 1,0 - 11,0	1,0 pH	rolka	5 m
	M-3432	Uniwersalne papierki wskaźnikowe	pH 1,0 - 14,0	1,0 / 2,0 pH	rolka	5 m
	M-3433	Uniwersalne papierki wskaźnikowe	pH 0,5 - 5,5	0,5 pH	rolka	5 m
	M-3434	Uniwersalne papierki wskaźnikowe	pH 3,8 - 5,8	0,2 / 0,3 pH	rolka	5 m
	M-3435	Uniwersalne papierki wskaźnikowe	pH 4,0 - 7,0	0,3 pH	rolka	5 m
	M-3436	Uniwersalne papierki wskaźnikowe	pH 5,4 - 7,0	0,2 / 0,3 pH	rolka	5 m
	M-3437	Uniwersalne papierki wskaźnikowe	pH 5,5 - 9,0	0,5 pH	rolka	5 m
	M-3438	Uniwersalne papierki wskaźnikowe	pH 6,4 - 8,0	0,2 pH	rolka	5 m
	M-3439	Uniwersalne papierki wskaźnikowe	pH 7,2 - 9,7	0,3 / 0,4 pH	rolka	5 m
	M-3440	Uniwersalne papierki wskaźnikowe	pH 8,0 - 10,0	0,2 / 0,3 pH	rolka	5 m
	M-3441	Uniwersalne papierki wskaźnikowe	pH 9,0 - 13,0	0,5 pH	rolka	5 m
	M-3442	Uniwersalne papierki wskaźnikowe	pH 12,0 - 14,0	0,5 pH	rolka	5 m
	M-3451	Uniwersalne papierki wskaźnikowe	pH 1,0 - 11,0	1,0 pH	opak. uzupełniające	3 x 5 m
	M-3452	Uniwersalne papierki wskaźnikowe	pH 1,0 - 14,0	1,0 / 2,0 pH	opak. uzupełniające	3 x 5 m
	M-3453	Uniwersalne papierki wskaźnikowe	pH 0,5 - 5,5	0,5 pH	opak. uzupełniające	3 x 5 m
	M-3454	Uniwersalne papierki wskaźnikowe	pH 3,8 - 5,8	0,2 / 0,3 pH	opak. uzupełniające	3 x 5 m
	M-3455	Uniwersalne papierki wskaźnikowe	pH 4,0 - 7,0	0,3 pH	opak. uzupełniające	3 x 5 m

	M-3456	Uniwersalne papierki wskaźnikowe	pH 5,4 - 7,0	0,2 / 0,3 pH	opak. uzupełniające	3 x 5 m
	M-3457	Uniwersalne papierki wskaźnikowe	pH 5,5 - 9,0	0,5 pH	opak. uzupełniające	3 x 5 m
	M-3458	Uniwersalne papierki wskaźnikowe	pH 6,4 - 8,0	0,2 pH	opak. uzupełniające	3 x 5 m
	M-3459	Uniwersalne papierki wskaźnikowe	pH 7,2 - 9,7	0,3 / 0,4 pH	opak. uzupełniające	3 x 5 m
	M-3460	Uniwersalne papierki wskaźnikowe	pH 8,0 - 10,0	0,2 / 0,3 pH	opak. uzupełniające	3 x 5 m
	M-3461	Uniwersalne papierki wskaźnikowe	pH 9,0 - 13,0	0,5 pH	opak. uzupełniające	3 x 5 m
	M-3462	Uniwersalne papierki wskaźnikowe	pH 12,0 - 14,0	0,5 pH	opak. uzupełniające	3 x 5 m

Opis

Uniwersalne papierki wskaźnikowe pozwalają na szybki pomiar odczynu roztworu. Z dołączoną skalą barwną, umożliwiającą szybką interpretację wyników. Dla każdej wartości pH papierki wskazują jeden kolor, który może być dopasowany do koloru na dołączonej skali. Dokładność skali różni się w zależności od modelu papierków wskaźnikowych i zawiera się w przedziale od 0,2 do 1,0 pH. Papierki dostarczane są w rolce o długości 5 m. Dostępne są również opakowania uzupełniające, które zawierają 3 rolki papierków wskaźnikowych o dł. 5 m.

Paski M-3441 w promocyjnej cenie mają krótki termin ważności.