



Pojemniki na drobny asortyment laboratoryjny z możliwością ustawiania piętrowego

Solidne, wysokiej jakości pojemniki, wykonane z polipropylenu. Idealne do przechowywania i porządkowania drobnego asortymentu laboratoryjnego, takiego jak próbówki, końcówki do pipet, nakrętki, kapsle itp. Posiadają przezroczystą, zatrzaskową pokrywę i możliwość naklejenia etykiety z przodu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Wymiary	Pojemność
	L-0066	Pojemnik na drobny asortyment laboratoryjny - mały	żółty	100 x 75 x 165 mm	1,24 l
	L-0067	Pojemnik na drobny asortyment laboratoryjny - mały	czerwony	100 x 75 x 165 mm	1,24 l
	L-0068	Pojemnik na drobny asortyment laboratoryjny - mały	zielony	100 x 75 x 165 mm	1,24 l
	L-0069	Pojemnik na drobny asortyment laboratoryjny - mały	niebieski	100 x 75 x 165 mm	1,24 l
	L-0070	Pojemnik na drobny asortyment laboratoryjny - mały	grafitowy	100 x 75 x 165 mm	1,24 l
	L-0240	Przegroda poprzeczna - mała	przeźroczysta	88 x 62 mm	-
	L-0071	Pojemnik na drobny asortyment laboratoryjny - duży	żółty	150 x 125 x 230 mm	3,0 l
	L-0072	Pojemnik na drobny asortyment laboratoryjny - duży	czerwony	150 x 125 x 230 mm	3,0 l
	L-0073	Pojemnik na drobny asortyment laboratoryjny - duży	zielony	150 x 125 x 230 mm	3,0 l
	L-0074	Pojemnik na drobny asortyment laboratoryjny - duży	niebieski	150 x 125 x 230 mm	3,0 l
	L-0075	Pojemnik na drobny asortyment laboratoryjny - duży	grafitowy	150 x 125 x 230 mm	3,0 l
	L-0241	Przegroda poprzeczna - duża	przeźroczysta	128 x 117 mm	-

Opis

Solidne, wysokiej jakości pojemniki, wykonane z polipropylenu. Idealne do przechowywania i porządkowania drobnego asortymentu laboratoryjnego, takiego jak próbówki, końcówki do pipet, nakrętki, kapsle itp. Posiadają przezroczystą, zatrzaskową pokrywę i możliwość naklejenia etykiety z przodu. Nadają się do ustawiania piętrowego. Umożliwiają optymalne wykorzystanie miejsca w laboratorium. Dostępne w różnych kolorach, co ułatwia porządkowanie i przyspiesza odnajdywanie przechowywanych akcesoriów.