



Prostokątne pojemniki z pokrywkami

Pojemniki prostokątne wykonane z przezroczystego polistyrenu. Ze szczelnie zamykającą pokrywką. Służą do przechowywania próbek. Odporne na temperatury od -40°C do +70°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Szt./Op.
	2-1520	Prostokątne pojemniki z pokrywkami	50 x 30 x wys. 16 mm	10 szt.
	2-1521	Prostokątne pojemniki z pokrywkami	50 x 30 x wys. 25 mm	10 szt.
	2-1522	Prostokątne pojemniki z pokrywkami	57 x 47 x wys. 28 mm	10 szt.
	2-1523	Prostokątne pojemniki z pokrywkami	60 x 50 x wys. 25 mm	10 szt.
	2-1524	Prostokątne pojemniki z pokrywkami	70 x 15 x wys. 16 mm	10 szt.
	2-1526	Prostokątny pojemnik z pokrywką	325 x 215 x wys. 44 mm	1 szt.

Opis

Pojemniki prostokątne wykonane z przezroczystego polistyrenu. Ze szczelnie zamykającą pokrywką. Służą do przechowywania próbek. Odporne na temperatury od -40°C do +70°C.

* w tabeli podano wymiary wewnętrzne