



Pojemnik dozujący na drobne przedmioty - Bel-Art



Praktyczny pojemnik dozujący na drobne artykuły laboratoryjne np. końcówki do pipet, probówki, fiolki i inne małe przedmioty wykorzystywane w laboratorium. Napełniany od góry.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	6-2260	Pojemnik dozujący na drobne przedmioty

Opis

Praktyczny pojemnik dozujący na drobne artykuły laboratoryjne np. końcówki do pipet, probówki, fiolki i inne małe przedmioty wykorzystywane w laboratorium. Napełniany od góry.

Pojemność: np. ok. 200 sztuk probówek 1,5 ml; przeznaczony dla przedmiotów o dł. do 75 mm.

Wymiary: 22 x 14 x 20 cm (dł. x szer. x gł.).