



Szafka magazynowa i szuflady z przegrodami



Szafka magazynowa

Do przechowywania szuflad z przegrodami. Wykonana z polipropylenu, otwarta z przodu. W szafce mieszczą się trzy szuflady.

Szuflady

Przeznaczona do przechowywania lub chłodzenia w lodówkach małych buteleczek wypełnionych surowicą krwi, odczynnikami chemicznymi lub enzymatycznymi. Wykorzystywana również do sortowania pipet, mieszadełek itp.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szer. przegród	Liczba przegród
	6-2245	Szafka magazynowa do przechowywania szuflad	-	-
	6-2240	Szuflada z przegrodami	25,4 mm	9
	6-2241	Szuflada z przegrodami	32,0 mm	8

Opis

Szafka magazynowa

Do przechowywania szuflad z przegrodami. Wykonana z polipropylenu, otwarta z przodu. W szafce mieszczą się trzy szuflady.

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 360 x 340 x 390 mm.

Szuflady

Przeznaczona do przechowywania lub chłodzenia w lodówkach małych buteleczek wypełnionych surowicą krwi, odczynnikami chemicznymi lub enzymatycznymi. Wykorzystywana również do sortowania pipet, mieszadełek itp.

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 330 x 330 x 44 mm.