



Koszyk na butelki

Praktyczny koszyk do noszenia butelek. Z wytrzymałego drutu stalowego powleczonego tworzywem sztucznym. Mocny i stabilny uchwyt oraz wewnętrzne przegródki pozwalają transportować kilka butelek jednocześnie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	2-2341	Koszyk na butelki - 4 x 1 l
	2-2343	Koszyk na butelki - 6 x 1 l
	2-2342	Koszyk na butelki - 2 x 2,5 l

Opis

Praktyczny koszyk do noszenia butelek. Z wytrzymałego drutu stalowego powleczonego tworzywem sztucznym. Mocny i stabilny uchwyt oraz wewnętrzne przegródki pozwalają transportować kilka butelek jednocześnie.