



Wózek transportowy ze stali szlachetnej, 2 piętrowy

Wózek transportowy przystosowany do transportu i przechowywania szklanych naczyń i chemikaliów. Wykonany ze stali szlachetnej. Sprawność manewrowania gwarantują 4 kółka sterujące z osłonami ochronnymi, dwa z nich posiadają blokadę. Łatwy do czyszczenia.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	2-7075	Wózek transportowy ze stali szlachetnej, 2 piętrowy

Opis

Wózek transportowy przystosowany do transportu i przechowywania szklanych naczyń i chemikaliów. Wykonany ze stali szlachetnej. Sprawność manewrowania gwarantują 4 kółka sterujące z osłonami ochronnymi, dwa z nich posiadają blokadę. Łatwy do czyszczenia.

Rozmiar półek: 800 x 500 mm.

Wymiary zewnętrzne wózka: dł. 900 x szer. 600 x wys. 950 mm.

Odległość między półkami: 585 mm.

Maks. obciążenie: 130 kg.

Waga: 15,5 kg.