



## Statyw Tube Holder do miksera MixMate<sup>®</sup>

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR  
**eppendorf**

Statyw Tube Holder dedykowane do miksera MixMate<sup>®</sup>. Umożliwiają mieszanie próbek w najpopularniejszych formatach probówek lub płytek.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa              | Na probówki | Liczba miejsc | Nr producenta |
|-----------|---------|--------------------|-------------|---------------|---------------|
|           | K-5043  | Statyw Tube Holder | 0,2 ml      | 96 miejsc     | 5353 040.113  |
|           | K-5044  | Statyw Tube Holder | 0,5 ml      | 24 miejsca    | 5353 040.121  |
|           | K-5045  | Statyw Tube Holder | 1,5/2,0 ml  | 24 miejsca    | 5353 040.130  |
|           | K-5046  | Statyw Tube Holder | 5/15 ml     | 8 miejsc      | 5353 040.148  |
|           | K-5047  | Statyw Tube Holder | 25/50 ml    | 4 miejsca     | 5353 040.156  |

### Opis

Uchwyty do probówek Tube Holder do stosowania z [mikserem laboratoryjnym MixMate<sup>®</sup>](#). Dostępnych pięć modeli obejmujących najbardziej popularne rozmiary i typy probówek. Statyw **K-5043** przeznaczony jest na **96 probówek do PCR o poj. 0,2 ml**. Pasują do niego również **probówki do PCR w paskach**, jak również 1 płytka **PCR 96-dołkowa typu semi-skirted lub unskirted**. Kolejny model, K-5044, ma 24 miejsca na probówki o poj. **0,5 ml**. Statyw K-5045 może pomieścić do 24 probówek typu Eppendorf o poj. **1,5/2,0 ml**. Tube Holder K-5046 ma 8 miejsc na probówki wirówkowe o poj. **5 /15 ml**. Ostatni model K-5047 umożliwia mieszanie 4 probówek o poj. **25 ml** lub **50 ml**. Uchwyty do probówek są mocowane na zatrzask. Dzięki temu można je łatwo i bezproblemowo montować i zdejmować.