



Kolumna chromatograficzna ze szkła Duran - bez spieku, ze szlifem



Szklana kolumna chromatograficzna Duran bez spieku, ze szlifem i wgłębieniami nad zaworem oraz z kranem z PTFE.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Długość	Średnica	Pojemność	Szlif
	G-5011	Kolumna chromatograficzna	bez spieku	200 mm	10 mm	15 ml	NS 14/23
	G-5012	Kolumna chromatograficzna	bez spieku	200 mm	15 mm	35 ml	NS 14/23
	G-5014	Kolumna chromatograficzna	bez spieku	400 mm	20 mm	125 ml	NS 29/32
	G-5015	Kolumna chromatograficzna	bez spieku	600 mm	30 mm	430 ml	NS 29/32
	G-5016	Kolumna chromatograficzna	bez spieku	800 mm	40 mm	1000 ml	NS 29/32

Opis

Kolumna chromatograficzna Duran wykonana jest ze szkła borokrzemowego 3.3 odpornego na wysoką temperaturę i większość odczynników chemicznych. Ze szklanym szlifem. Nie posiada spieku, ale powyżej zaworu posiada wtopione występy do utrzymywania korków z waty bawełnianej. Wyposażona jest w zawór odcinający z PTFE. Przeznaczona jest do chromatografii cieczowej (LC). Dostępne są warianty ze szlifem NS 14/23 oraz NS 29/32 o różnej pojemności. Dzięki temu można wybrać model odpowiedni do ilości żelu krzemionkowego i wielkości oczyszczanej próbki.