



Wózek platformowy ze stali szlachetnej

Uniwersalny wózek do transportu wykonany ze stali szlachetnej CrNi 18/9. Konstrukcja wózka umożliwia łatwe utrzymanie higieny. Zaokrąglone krawędzie zapobiegają gromadzeniu się brudu. Wyposażony w narożniki chroniące przed uszkodzeniem drzwi lub ścian. Sprawność manewrowania zapewniają 4 duże kółka sterujące, w tym dwa z nich posiadają blokadę.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	2-7076	Wózek ze stali szlachetnej

Opis

Uniwersalny wózek platformowy do transportu wykonany ze stali szlachetnej CrNi 18/9. Konstrukcja wózka umożliwia łatwe utrzymanie higieny. Zaokrąglone krawędzie zapobiegają gromadzeniu się brudu. Wyposażony w narożniki chroniące przed uszkodzeniem drzwi lub ścian. Sprawność manewrowania zapewniają 4 duże kółka sterujące, w tym dwa z nich posiadają blokadę.

Wymiary platformy (dł. x szer. x wys.): 820 x 545 x 245 mm.

Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.): 983 x 605 x 1020 mm.

Przekrój uchwytu (kwadratowy): 25 x 25 mm.

Śr. kółek: 125 mm.

Maks. obciążenie: 120 kg.

Waga: 17,1 kg.