



Statyw z PP na próbówki - śr. otw. 12-20 mm

Kartell

Lekki statyw na próbówki o śr. 12, 18 lub 20 mm, wykonany z polipropylenu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. otworów	Liczba miejsc	Wymiary
	M-5170	Statyw z PP na próbówki	18 mm	10 miejsc	250 x 60 x 74 mm
	M-5171	Statyw z PP na próbówki	12 mm	12 miejsc	190 x 60 x 80 mm
	M-5172	Statyw z PP na próbówki	20 mm	12 miejsc	190 x 60 x 80 mm
	M-5173	Statyw z PP na próbówki	20 mm	24 miejsca	375 x 65 x 95 mm

Opis

Lekki statyw na próbówki, wykonany z polipropylenu. Autoklawowalny w temperaturze 121°C. W zależności od modelu statyw posiada dwa lub trzy poziomy. Statyw M-5170 wyposażony jest w 2 półki. Pomieści do 10 probówek o śr. 18 mm. Pozostałe modele wyposażone są w 3 półki. Polipropylenowy statyw M-5171 przeznaczony jest do probówek o śr. 12 mm, natomiast statywy M-5172 oraz M-5173 – do probówek o śr. do 20 mm.