



Wkład SmartExtender™ do Eppendorf ThermoMixer

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Eppendorf SmartExtender™ umożliwia inkubację do 12 próbek o poj. 1,5 ml w Eppendorf ThermoMixer C, ThermoMixer Fx, a także ThermoStat C w temperaturze od 3 °C powyżej temperatury pokojowej do 110 °C. Stosuje się go wraz z wkładami do termomikserów Eppendorf SmartBlocks™. Dzięki funkcji niezależnego ogrzewania SmartBlock™ i SmartExtender™ mogą w tym samym czasie pracować w różnych temperaturach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba miejsc	Na próbki	Nr producenta
	K-5032	SmartExtender	12 miejsc	1,5 ml	5322 000.008

Opis

Nakładka Eppendorf SmartExtender™ to wygodne narzędzie do inkubacji, pozwalające na maksymalne wykorzystanie termomikserów Eppendorf. Umożliwia inkubację do 12 próbek o poj. 1,5 ml w Eppendorf ThermoMixer™ C, ThermoMixerach z serii F, a także ThermoStat™ C obok wkładu SmartBlock™. SmartExtender™ jest kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi wkładami do termomikserów SmartBlock™. Pozwala na ogrzewanie próbek w temperaturze od 3 °C powyżej temperatury pokojowej do 110 °C. Funkcja niezależnego ogrzewania do drugiej temperatury umożliwia równoległe korzystanie z Eppendorf SmartBlock i SmartExtender. Oba wkłady mogą pracować zupełnie niezależnie od siebie, w różnych temperaturach. Eppendorf SmartBlock znajdujący się w środku może być nadal używany do ogrzewania, chłodzenia i mieszania. Pozwala to na zwiększenie wydajności, elastyczność i oszczędza cenny czas, ponieważ można w tym samym czasie, korzystając z jednego urządzenia przeprowadzać eksperymenty o różnych parametrach temperaturowych.

Instalacja SmartExtender jest szybka, nie wymaga użycia narzędzi. Konieczna jest natomiast aktualizacja oprogramowania sprzętowego.