



Kriopudełka 81-miejscowe z PP



Kriopudełka z 81 dołkami wykonane z polipropylenu. Kompaktowe wymiary do przechowywania mikroprobówek i fiolek kriogenicznych. Przeznaczone do próbek o pojemności 1,5/2,0 ml. Autoklawowalne. Dostępne w opakowaniach po 5 szt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	R-0010	Kriopudełko z PP	bezbarwne	5 szt.
	R-0011	Kriopudełko z PP	niebieskie	5 szt.
	R-0012	Kriopudełko z PP	zielone	5 szt.
	R-0013	Kriopudełko z PP	różowe	5 szt.
	R-0014	Kriopudełko z PP	żółte	5 szt.
	R-0015	Kriopudełko z PP	pomarańczowe	5 szt.
	R-0016	Kriopudełko z PP	czarne	5 szt.
	R-0017	Kriopudełko z PP	niebieskie, zielone, różowe, żółte, pomarańczowe	5 szt.

Opis

Kriopudełka do przechowywania próbek wyposażone w 81 miejsc. Wykonane z polipropylenu wysokiej jakości. Przeznaczone do probówek typu Eppendorf i krioprobówek o pojemności 1,5/2,0 ml. Możliwość układania w stosy, co znacznie oszczędza cenne miejsce w laboratorium. Pudełka Heathrow Scientific posiadają identyfikację alfanumeryczną do szybkiej lokalizacji i wyszukiwania probówek oraz matowy obszar na etykiety. Wyposażone w dobrze dopasowaną pokrywkę. Można je przechowywać w temperaturze od -80°C do 121°C.

Dostępne w opakowaniach po 5 sztuk w wielu wariantach kolorystycznych. Dla próbek wrażliwych na światło dostępne są kriopudełka w kolorze czarnym.

Wymiary: 130 x 130 x 47 mm.

Zakres temperatur: od -80°C do 121°C.

