

Kriopudełka z PC



Kriopudełka Arctic Square z poliwęglanu, do przechowywania krioprobówek o poj. 1-2 ml. Autoklawowalne w +121 °C. Mogą być używane w temperaturze od -196 °C. Pudełka można przechowywać w zamrażarkach lub w ciekłym azocie. Dostępne w trzech wariantach różniących się ilością miejsc.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba miejsc	Wymiary	Kolor	Szt./Op.
	R-0030	Kriopudełko Arctic Square z PC	5 x 5	76 x 76 x 53 mm	czerwone	1 szt.
	R-0036	Kriopudełko Arctic Square z PC	9 x 9	133 x133 x 53 mm	czerwone, fioletowe, niebieskie, zielone	zestaw 4 szt.
	R-0042	Kriopudełko Arctic Square z PC	10 x 10	133 x133 x 53 mm	niebieskie	1 szt.

Opis

Kriopudełka Arctic Square wykonane są z poliwęglanu (PC). Można je przechowywać w zamrażarkach, jak również w ciekłym azocie, ponieważ wytrzymują temperatury tak niskie jak **-196 °C**. Kriopudełka z PC Heathrow Scientific zaprojektowano tak, aby ułatwiały orientację, identyfikację i dostęp do próbek. Służy temu obniżająca się do przodu podstawa, jak również bardzo czytelny nadruk indeksujący o wysokim kontraście.

Pudełka mają **otwory wentylacyjne i drenażowe**. Można układać je w stosy i **sterylizować** w autoklawie. Odporne na temperatury **od -196 do +121 °C**. Dostępne w trzech wariantach.

Czerwone kriopudełka R-0030 posiadają 25 miejsc w rzędach 5 x 5. Są wyposażone w zdejmowaną pokrywkę.

Zestaw R-0036 składa się z 4 kriopudełek w różnych kolorach (czerwonym, fioletowym, niebieskim i zielonym). Dodatkowo dostarczana **magnetyczna pinceta**. Dołączone szczypce ułatwiają wyjmowanie pojemników ze stelaża, jak również wyjmowanie krioprobówek z pudełka. Kriopudełka Heathrow Scientific mają 81 dołków w rzędach 9 x 9. Wyposażone w pokrywkę na zawiasach, dzięki czemu mogą być otwierane jedną ręką. Dodatkowo specjalna blokada zapobiega jej zbyt dużemu odchyleniu i przypadkowemu rozlaniu próbek.

Niebieskie kriopudełko R-0042 ma 100 miejsc na próbki o poj. 1-2 ml. Pokrywa na zawiasach ułatwia pracę z próbkami. Wbudowana blokada pokrywy poprawia bezpieczeństwo pracy.