



Końcówki epT.I.P.S.[®] w statywach epT.I.P.S.[®] Rack - PCR Clean

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Oryginalne końcówki epT.I.P.S.[®] firmy Eppendorf w statywach z przykrywką. Czystość do PCR. Charakteryzują się znakomitą dopasowaniem do pipet Eppendorf. Spełniają wymogi normy EN ISO 8655. Można je sterylizować w 121 °C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Długość	Kod barwny	Stopień czystości	Nr producenta	Szt./Op.
	K-5749	Końcówki epT.I.P.S. [®] Racks	100-5000 µl	120 mm	fioletowy	PCR Clean	0030 071.662	5x24 szt.

Opis

Końcówki epT.I.P.S.[®] w statywach z przykrywką epT.I.P.S.[®] Rack o stopniu czystości PCR Clean. Oznacza to, że są wolne od DNaz, RNaz oraz ludzkiego DNA i inhibitorów PCR. Polecane szczególnie do izolacji kwasów nukleinowych, analizy wrażliwych próbek kwasów nukleinowych.

Przy projektowaniu końcówek epT.I.P.S. postawiono na jakość oraz na wysoką ergonomię pracy. Kształt stożka w końcówkach Eppendorf zapewnia optymalne przyleganie do pipety. Dzięki temu, że końcówki są długie i wąskie w wygodny sposób można pobierać ciecz nawet z wysokich i wąskich naczyń laboratoryjnych bez dotykania ich krawędzi. Końcówki oraz pipety Eppendorf są oznaczone kodem barwnym. Pozwala on na szybkie i intuicyjne dobranie końcówek kompatybilnych z pipetą o wybranym zakresie pojemności. Precyzyjne podziałki na końcówkach epT.I.P.S.[®] umożliwiają dodatkowo kontrolowanie objętości pobieranej próbki.

Dostępne są również końcówki epT.I.P.S. w statywach o innych stopniach czystości: [Eppendorf Quality](#) oraz [Biopur](#). Końcówki Eppendorf o stopniu czystości PCR Clean dostępne są również w formie praktycznych stelaży – [reloads](#).