



Końcówki epT.I.P.S.[®] w statywach epT.I.P.S.[®] Rack - Eppendorf Quality

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Oryginalne końcówki epT.I.P.S.[®] firmy Eppendorf w statywach z przykrywką. Charakteryzują się znakomitą dopasowaniem do pipet Eppendorf. Spełniają wymogi normy EN ISO 8655. Końcówki można sterylizować w autoklawie w 121°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Długość	Kod barwny	Stopień czystości	Nr producenta	Szt./Op.
	K-5729	Końcówki epT.I.P.S. [®] Racks	100-5000 µl	120 mm	fioletowy	Eppendorf Quality	0030 071.638	5 x 24 szt.
	K-5730	Końcówki epT.I.P.S. [®] Racks	200-5000 µl	175 mm	fioletowy	Eppendorf Quality	0030 071.646	5 x 24 szt.
	K-5731	Końcówki epT.I.P.S. [®] Racks	500-10000 µl	165 mm	turkusowy	Eppendorf Quality	0030 071.654	5 x 24 szt.

Opis

Końcówki epT.I.P.S.[®] w statywach z przykrywką epT.I.P.S.[®] Rack o stopniu czystości Eppendorf Quality. Kształt stożka zapewnia optymalne przyleganie do pipety Eppendorf i gwarantuje najwyższą ergonomię pracy. Długie, wąskie końcówki pozwalają na łatwe i wygodne sięganie do dna nawet wysokich naczyń laboratoryjnych bez dotykania ich krawędzi. Końcówki oraz pipety Eppendorf są oznaczone kodem barwnym. Pozwala on na szybkie i intuicyjne dobranie końcówek kompatybilnych z pipetą o wybranym zakresie pojemności. Precyzyjne podziałki na końcówkach epT.I.P.S.[®] umożliwiają dodatkowo kontrolowanie objętości pobieranej próbki.

Dostępne są końcówki epT.I.P.S. w statywach o innych stopniach czystości: [PCR Clean](#) oraz [Biopur](#). Końcówki Eppendorf o stopniu czystości Eppendorf Quality oferujemy również w [workach](#), [zestawach](#), [reloads](#), [pudełkach](#).