



## Wkłady do wytrząsarki Matrix Orbital



Zapasowe wkłady na probówki o poj. 0,2 ml, 0,5 ml lub 1,5/2,0 ml do wytrząsarki [Matrix Orbital](#) firmy IKA.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Na probówki	Liczba miejsc	Nr producenta
	K-4230	Wkład do Matrix Orbital	0,5 ml	24 (4 x 6)	0030001157
	K-4231	Wkład do Matrix Orbital	1,5/2,0 ml	24 (4 x 6)	0030001158
	K-4232	Wkład do Matrix Orbital	0,2 ml	96 (8 x 12)	0030001159

### Opis

Zapasowe nakładki kompatybilne z wytrząsarką [Matrix Orbital](#) firmy IKA. Nakładka K-4230 przeznaczona jest do probówek reakcyjnych o pojemności 0,5 ml i ma 24 miejsca. Wkład do probówek typu eppendorf o pojemności 1,5/2,0 ml K-4231 wyposażony jest również w 24 miejsca. Nakładka K-4232 do probówek PCR o pojemności 0,2 ml pomieści aż 96 próbek.

### Dane techniczne

Parametr	K-4230	K-4231	K-4232
<b>Wymiary (szer. × wys. × gł.)</b>	86 x 35 x 128 mm	86 x 45 x 128 mm	86 x 30 x 128 mm
<b>Ciężar</b>	0,056 kg	0,031 kg	0,043 kg
<b>Dopuszczalna temperatura otoczenia</b>	5 - 40 °C		