

## Krystalizatory ze szkła Duran - bez wylewu



Krystalizatory szklane bez wylewu. Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. Odporne na działanie odczynników chemicznych, nagłe zmiany temperatur oraz odznaczające się dużą wytrzymałością mechaniczną. Dostępne w szerokiej gamie pojemności - od 20 ml do 3500 ml.

| Miniatura                                                                           | Nr-art. | Nazwa                    | Pojemność | Średnica | Wysokość |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-----------|----------|----------|
|    | G-2021  | Krystalizator bez wylewu | 20 ml     | 40 mm    | 25 mm    |
|    | G-2022  | Krystalizator bez wylewu | 40 ml     | 50 mm    | 30 mm    |
|  | G-2023  | Krystalizator bez wylewu | 60 ml     | 60 mm    | 35 mm    |
|  | G-2024  | Krystalizator bez wylewu | 100 ml    | 70 mm    | 40 mm    |
|  | G-2025  | Krystalizator bez wylewu | 150 ml    | 80 mm    | 45 mm    |
|  | G-2026  | Krystalizator bez wylewu | 300 ml    | 95 mm    | 55 mm    |
|  | G-2027  | Krystalizator bez wylewu | 500 ml    | 115 mm   | 65 mm    |
|  | G-2028  | Krystalizator bez wylewu | 900 ml    | 140 mm   | 75 mm    |
|  | G-2029  | Krystalizator bez wylewu | 2000 ml   | 190 mm   | 90 mm    |
|  | G-2030  | Krystalizator bez wylewu | 3500 ml   | 230 mm   | 100 mm   |

### Opis

Krystalizator szklany bez wylewu. Wytworzony ze szkła borokrzemowego 3.3. Odznaczający się dużą wytrzymałością mechaniczną. Odporny na nagłe zmiany temperatur oraz na działanie odczynników chemicznych. Charakteryzuje się szerokim zakresem zastosowań. Może być stosowany do przygotowywania łaźni solno-lodowych, czy łaźni olejowych. Stanowi podstawowe wyposażenie każdego laboratorium.