

Krystalizatory ze szkła Duran - z wylewem



Krystalizatory ze szkła Duran z wylewem. Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. Odporne na zmiany temperatur oraz na działanie odczynników chemicznych. Odznaczają się wysoką wytrzymałością mechaniczną.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Średnica	Wysokość
	G-2001	Krystalizator z wylewem	20 ml	40 mm	25 mm
	G-2002	Krystalizator z wylewem	40 ml	50 mm	30 mm
	G-2003	Krystalizator z wylewem	60 ml	60 mm	35 mm
	G-2004	Krystalizator z wylewem	100 ml	70 mm	40 mm
	G-2005	Krystalizator z wylewem	150 ml	80 mm	45 mm
	G-2006	Krystalizator z wylewem	300 ml	95 mm	55 mm
	G-2007	Krystalizator z wylewem	500 ml	115 mm	65 mm
	G-2008	Krystalizator z wylewem	900 ml	140 mm	75 mm
	G-2009	Krystalizator z wylewem	2000 ml	190 mm	90 mm
	G-2010	Krystalizator z wylewem	3500 ml	230 mm	100 mm

Opis

Krystalizator ze szkła Duran z wylewem. Wykonany ze szkła borokrzemowego 3.3. Odporny na nagłe zmiany temperatur oraz działanie odczynników chemicznych. Odznaczający się wysoką wytrzymałością mechaniczną. Posiada szeroki zakres zastosowań w laboratoriach. Stanowi podstawowe wyposażenie każdej placówki badawczej. Krystalizatory z wylewem oferowane są w różnych pojemnościach – od 20 ml do 3500 ml.