



Kasetka na szkiełka podstawowe True North[®] - na 25 szkiełek



Niebieska kasetka na szkiełka mikroskopowe True North[®]. Wykonana z poliwęglanu (PC). Umożliwia przechowywanie do 25 szkiełek podstawowych w temperaturze -80 °C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Kolor	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	Liczba miejsc	Szt./Op.
	R-0135	Kasetka na szkiełka podstawowe	PC	niebieska	88 x 141 x 35 mm	25 miejsc	1 szt.

Opis

Niebieski pojemnik na szkiełka mikroskopowe do niskich temperatur True North[®]. Wykonany z odpornego chemicznie i termicznie poliwęglanu (PC). Zdejmowana pokrywka.

Kasetka True North[®] zapewnia bezpieczne przechowywanie i transport do 25 szkiełek podstawowych o wymiarach 26 x 76 mm. Kasetki mogą być układane jedna na drugiej. Można je przechowywać w temperaturze do -80 °C.