



Okrągłe filtry bibułowe - typ 112A

Okrągłe filtry bibułowe do analizy jakościowej. Wykonane w całości z celulozy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	B-2179	Okrągłe filtry bibułowe, typ 112A o śr. 55 mm	100 szt.
	B-2180	Okrągłe filtry bibułowe, typ 112A o śr. 70 mm	100 szt.
	B-2181	Okrągłe filtry bibułowe, typ 112A o śr. 90 mm	100 szt.
	B-2182	Okrągłe filtry bibułowe, typ 112A o śr. 110 mm	100 szt.
	B-2183	Okrągłe filtry bibułowe, typ 112A o śr. 125 mm	100 szt.
	B-2184	Okrągłe filtry bibułowe, typ 112A o śr. 150 mm	100 szt.
	B-2185	Okrągłe filtry bibułowe, typ 112A o śr. 185 mm	100 szt.
	B-2186	Okrągłe filtry bibułowe, typ 112A o śr. 240 mm	100 szt.

Opis

Okrągłe filtry bibułowe do analizy jakościowej. Wykonane w całości z celulozy. **Pozostałość popiołu** poniżej 0,06%. **Typ 112A. Grubość:** 0,16 mm. **Czas filtracji:** 20 s. **Gramatura:** 80 g/m². **Retencja:** 8-12 µm.