

Pierścienie wylewowe Duran z PP



Pierścienie wylewowe Duran wykonane z PP. Autoklawowalne. Pasują do butelek z gwintem GL 32 i GL 45.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Gwint	Szt./Op.
	G-0171	Pierścienie wylewowe Duran	niebieski	GL32	10 szt.
	G-0172	Pierścienie wylewowe Duran	niebieski	GL45	10 szt.
	G-0173	Pierścienie wylewowe Duran	żółty	GL45	10 szt.
	G-0174	Pierścienie wylewowe Duran	zielony	GL45	10 szt.
	G-0175	Pierścienie wylewowe Duran	szary	GL45	10 szt.

Opis

Oryginalne pierścienie wylewowe Duran wykonane z polipropylenu. Autoklawowalne. Pasują do butelek z gwintem GL 32 i GL 45. Dostępne w czterech kolorach: niebieskim, zielonym, żółtym i szarym.