



Końcówki do pipet Qualitix[®] w worku



Oryginalne końcówki do pipet Qualitix[®] szwajcarskiej firmy Socorex. Wykonane z najwyższej jakości czystego, niezawierającego metalu polipropylenu. Precyzyjne wykonanie gwarantuje **gazoszczelne dopasowanie**. Rygorystyczne procedury kontroli jakości zapewniają jednorodność wszystkich serii.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pojemność	Kolor	Długość	Stopień czystości	Nr producenta	Szt./Op.
	N-0801	Końcówki do pipet Qualitix [®]	ultra-micro	0,1-10 µl	bezbarwne	31,4 mm	niesterylne	3090.0010B	1000 szt.
	N-0802	Końcówki do pipet Qualitix [®]	wydłużone	0,1-10 µl	bezbarwne	38,1 mm	niesterylne	3020.0010B	1000 szt.
	N-0803	Końcówki do pipet Qualitix [®]	uniwersalne	0,1-200 µl	bezbarwne	49,6 mm	niesterylne	3070.0200B	1000 szt.
	N-0804	Końcówki do pipet Qualitix [®]	regularne	0,1-200 µl	żółte	49,6 mm	niesterylne	3290.0200B	1000 szt.
	N-0806	Końcówki do pipet Qualitix [®]	regularne	0,1-350 µl	bezbarwne	58,8 mm	niesterylne	308.0350B	1000 szt.
	N-0807	Końcówki do pipet Qualitix [®]	uniwersalne	50-1000 µl	bezbarwne	88,9 mm	niesterylne	3070.1000B	1000 szt.
	N-0808	Końcówki do pipet Qualitix [®]	regularne	50-1000 µl	niebieskie	75,9 mm	niesterylne	3190.1000B	1000 szt.
	N-0809	Końcówki do pipet Qualitix [®]	regularne	50-1000 µl	bezbarwne	75,9 mm	niesterylne	3090.1000B	1000 szt.
	N-0816	Końcówki do pipet Qualitix [®]	regularne	0,2-2 ml	bezbarwne	115,5 mm	niesterylne	312.02	2 x 250 szt.
	N-0817	Końcówki do pipet Qualitix [®]	regularne	0,5-5 ml	bezbarwne	123,2 mm	niesterylne	312.05B	2 x 250 szt.
	N-0818	Końcówki do pipet Qualitix [®]	regularne	1-10 ml	bezbarwne	150,0 mm	niesterylne	312.10	3 x 100 szt.

Opis

Końcówki do pipet Socorex Qualitix[®] wykonano z najwyższej jakości czystego, niezawierającego metalu polipropylenu. Dostępne **w workach**. Wolne od DNaz i RNaz, apirogenne. Precyzyjnie wykonane. Zapewniają doskonałą **gazoszczelność**, a dzięki temu precyzyjne osadzenie na stożku pipety. Nadają się do sterylizacji w autoklawie w 121°C.