



## Okrągłe filtry bibułowe - typ 13A

Okrągłe filtry bibułowe do analizy ilościowej. Wykonane w całości z celulozy.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                                          | Szt./Op. |
|-----------|---------|------------------------------------------------|----------|
|           | B-8105  | Okrągłe filtry bibułowe, typ 13A o śr. 9 mm    | 100 szt. |
|           | B-8106  | Okrągłe filtry bibułowe, typ 13A o śr. 12 mm   | 100 szt. |
|           | B-8107  | Okrągłe filtry bibułowe, typ 13A o śr. 13 mm   | 100 szt. |
|           | B-8108  | Okrągłe filtry bibułowe, typ 13A o śr. 15 mm   | 100 szt. |
|           | B-8109  | Okrągłe filtry bibułowe, typ 13A o śr. 27 mm   | 100 szt. |
|           | B-8110  | Okrągłe filtry bibułowe, typ 13A o śr. 42,5 mm | 100 szt. |
|           | B-8111  | Okrągłe filtry bibułowe, typ 13A o śr. 47 mm   | 100 szt. |
|           | B-2147  | Okrągłe filtry bibułowe, typ 13A o śr. 55 mm   | 100 szt. |
|           | B-2148  | Okrągłe filtry bibułowe, typ 13A o śr. 70 mm   | 100 szt. |
|           | B-2149  | Okrągłe filtry bibułowe, typ 13A o śr. 90 mm   | 100 szt. |
|           | B-2150  | Okrągłe filtry bibułowe, typ 13A o śr. 110 mm  | 100 szt. |
|           | B-2151  | Okrągłe filtry bibułowe, typ 13A o śr. 125 mm  | 100 szt. |
|           | B-2152  | Okrągłe filtry bibułowe, typ 13A o śr. 150 mm  | 100 szt. |
|           | B-2153  | Okrągłe filtry bibułowe, typ 13A o śr. 185 mm  | 100 szt. |
|           | B-2154  | Okrągłe filtry bibułowe, typ 13A o śr. 240 mm  | 100 szt. |

### Opis

Okrągłe filtry bibułowe do analizy ilościowej. Wykonane w całości z celulozy. **Pozostałość popiołu** poniżej 0,007%. **Typ** 13A.  
**Grubość:** 0,16 mm. **Czas filtracji:** 50 s. **Gramatura:** 84 g/m<sup>2</sup>. Retencja: 5-8 µm