



## Filtry strzykawkowe niesterylne Millex - śr. membrany 4 mm



Niesterylne filtry strzykawkowe Milipore. Membrana wykonana z hydrofilowego PTFE (LCR). Do filtracji klarującej roztworów zarówno wodnych, jak i organicznych. Niskie powinowactwo do białek. Obudowa wykonana z HDPE.

| Miniatura                                                                          | Nr-art. | Nazwa                         | Śr. porów | Szt./Op. |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|-----------|----------|
|   | B-1580  | Filtry strzykawkowe Millex-LG | 0,20 µm   | 100 szt. |
|  | B-1581  | Filtry strzykawkowe Millex-LH | 0,45 µm   | 100 szt. |

### Opis

Niesterylne filtry strzykawkowe Milipore. Membrana wykonana z hydrofilowego PTFE (LCR). Do filtracji klarującej roztworów zarówno wodnych, jak i organicznych. Niskie powinowactwo do białek. Obudowa wykonana z HDPE.

**Objętość maks. próbki:** 1 ml.

**Pojemność martwa:** <10 µl.

**Powierzchnia filtracji:** 0,1 cm<sup>2</sup>.

**Ciśnienie maks.:** 14 bar.

**Maks. temp. robocza:** 45°C.

**Podłączenie (wlot/wylot):** Luer-Lock/Luer schodkowa.