



Końcówki do pipet Qualitix[®] w statywach - niesterylne



Końcówki do pipet Qualitix[®] **niesterylne, w statywach**. Wykonane w 100% z czystego polipropylenu niezawierającego żadnych zanieczyszczeń. Wolne od DNaz i RNaz, apirogenne. Autoklawowalne. Produkowane w Szwajcarii.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pojemność	Kolor	Długość	Stopień czystości	Nr producenta	Rodzaj pak.	Szt./Op.
	N-0831	Końcówki do pipet Qualitix [®]	regularne	0,5-5 ml	bezbarwne	123,2 mm	niesterylne	312.05R	statyw	2 x 50 szt.
	N-0821	Końcówki do pipet Qualitix [®]	ultra-micro	0,1-10 µl	bezbarwne	31,4 mm	niesterylne	3090.0010R	statyw	12 x 96 szt.
	N-0822	Końcówki do pipet Qualitix [®]	wydłużone	0,1-10 µl	bezbarwne	38,1 mm	niesterylne	3020.0010R	statyw	10 x 96 szt.
	N-0823	Końcówki do pipet Qualitix [®]	uniwersalne	0,1-200 µl	bezbarwne	49,6 mm	niesterylne	3070.0200R	statyw	10 x 96 szt.
	N-0824	Końcówki do pipet Qualitix [®]	regularne	0,1-200 µl	żółte	49,6 mm	niesterylne	3290.0200R	statyw	10 x 96 szt.
	N-0826	Końcówki do pipet Qualitix [®]	regularne	0,1-350 µl	bezbarwne	58,8 mm	niesterylne	308.0350R	statyw	10 x 96 szt.
	N-0827	Końcówki do pipet Qualitix [®]	uniwersalne	50-1000 µl	bezbarwne	88,9 mm	niesterylne	3070.1000R	statyw	6 x 96 szt.
	N-0828	Końcówki do pipet Qualitix [®]	regularne	50-1000 µl	niebieskie	75,9 mm	niesterylne	3190.1000R	statyw	6 x 96 szt.
	N-0829	Końcówki do pipet Qualitix [®]	regularne	50-1000 µl	bezbarwne	75,9 mm	niesterylne	3090.1000R	statyw	6 x 96 szt.

Opis

Końcówki **w statywach** Qualitix[®] w wersji **niesterylnej**. Wolne od DNaz i RNaz, apirogenne. Wykonane z najwyższej jakości i czystości polipropylenu. Nadają się do sterylizacji w autoklawie w temperaturze 121°C. Optymalnie dopasowane do pipet Socorex. Zapewniają doskonałą szczelność, a dzięki temu precyzyjne osadzenie na stożku pipety.