



Końcówki do pipet Qualitix[®] z filtrem



Końcówki do pipet Qualitix[®] w statywach z filtrem. **Sterylnie. Wolne od DNaz i RNaz, apirogenne.** Wykonane z najwyższej jakości polipropylenu. Produkowane w Szwajcarii.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pojemność	Kolor	Długość	Stopień czystości	Nr producenta	Rodzaj pak.	Szt./Op.
	N-0841	Końcówki do pipet Qualitix [®]	ultra-micro	0,1-10 µl	bezbarwny	31,4 mm	sterylnie	3090.0010FRS	statyw	12 x 96 szt.
	N-0842	Końcówki do pipet Qualitix [®]	wydłużone	0,1-10 µl	bezbarwny	38,1 mm	sterylnie	3020.0010FRS	statyw	10 x 96 szt.
	N-0843	Końcówki do pipet Qualitix [®]	uniwersalne	0,1-20 µl	bezbarwny	49,6 mm	sterylnie	3080.0020FRS	statyw	10 x 96 szt.
	N-0844	Końcówki do pipet Qualitix [®]	uniwersalne	0,1-100 µl	bezbarwny	49,6 mm	sterylnie	3080.0100FRS	statyw	10 x 96 szt.
	N-0845	Końcówki do pipet Qualitix [®]	uniwersalne	0,1-200 µl	bezbarwny	51,2 mm	sterylnie	3070.0200FRS	statyw	10 x 96 szt.
	N-0846	Końcówki do pipet Qualitix [®]	wydłużone	0,1-200 µl	bezbarwny	83,8 mm	sterylnie	3080.0200LFRS	statyw	6 x 96 szt.
	N-0847	Końcówki do pipet Qualitix [®]	uniwersalne	0,1-300 µl	bezbarwny	58,8 mm	sterylnie	308.0300FR	statyw	10 x 96 szt.
	N-0848	Końcówki do pipet Qualitix [®]	uniwersalne	50-1000 µl	bezbarwny	88,9 mm	sterylnie	3070.1000FRS	statyw	6 x 96 szt.

Opis

Końcówki do pipet Socorex w statywach. Końcówki Qualitix[®] **posiadają filtr** o wysokiej gęstości zapobiegania skażeniu aerozolem. Optymalne dopasowanie do pipet zapewnia doskonałą szczelność oraz precyzyjne osadzenie końcówki na stożku pipety. Wykonane z wysokiej jakości czystego niezawierającego metalu polipropylenu. Oferowane w wersji **sterylnej**. Mogą być stosowane także w połączeniu z pipetami innych producentów.