



Nakładki na próbki do mocowania bazowego VX 11



Piankowe nakładki do mocowania bazowego VX 11. Dedykowane do wytrząsarki VXR basic Vibrax®. Umożliwiają wytrząsanie próbek o różnych średnicach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Na próbki	Liczba miejsc	Nr producenta
	K-1652	Nakładka VX 11.1	śr. 10 mm	70 miejsc	0003659000
	K-1653	Nakładka VX 11.2	śr. 12 mm	41 miejsc	0003659100
	K-1654	Nakładka VX 11.3	śr. 16 mm	32 miejsca	0003659200
	K-1655	Nakładka VX 11.4	śr. 20 mm	18 miejsc	0003659300
	K-1656	Nakładka VX 11.5	śr. 23 mm (poj. 30 ml)	12 miejsc	0025005778
	K-1657	Nakładka VX 11.6	śr. 27 mm (poj. 50 ml)	8 miejsc	0025005777

Opis

Piankowe nakładki wraz z [mocowaniem bazowym VX 11](#) dedykowane są do [wytrząsarki VXR basic Vibrax®](#). Umożliwiają wytrząsanie próbek o różnych średnicach. W serii występuje aż 6 modeli do różnych typów próbek, które można wymieniać w prosty i szybki sposób. Nakładka VX 11.1 ma 70 otworów o śr. 10 mm i jest przeznaczona do próbek typu Eppendorf. Kolejny model, VX 11.2, ma 41 miejsc na próbki o śr. 12 mm. Nasadka VX 11.3 przeznaczona na maksymalnie 32 próbki o śr. 16 mm. Piankowa nakładka VX 11.4 posiada 18 otworów o śr. 20 mm. Model VX 11.5 pomieści do 12 próbek o śr. 23 mm (poj. 30 ml). Ostatnia nasadka, VX 11.6, dedykowana jest do próbek o poj. 50 ml. Ma 8 miejsc o śr. 27 mm.