



Pojemniki na preparaty Duran - z pokrywą z uchwytem - ze szlifem



Pojemniki na preparaty Duran oferowane w komplecie z pokrywą z uchwytem. Szlifowana pokrywa zapewnia szczelne zamknięcie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Średnica	Wysokość	Pojemność
	G-4051	Pojemnik na preparaty Duran	65 mm	63 mm	80 ml
	G-4052	Pojemnik na preparaty Duran	65 mm	103 mm	175 ml
	G-4053	Pojemnik na preparaty Duran	115 mm	103 mm	460 ml
	G-4054	Pojemnik na preparaty Duran	90 mm	123 mm	395 ml
	G-4055	Pojemnik na preparaty Duran	132 mm	123 mm	875 ml
	G-4056	Pojemnik na preparaty Duran	90 mm	153 mm	530 ml
	G-4057	Pojemnik na preparaty Duran	115 mm	153 mm	890 ml
	G-4058	Pojemnik na preparaty Duran	162 mm	153 mm	1875 ml
	G-4059	Pojemnik na preparaty Duran	115 mm	203 mm	1150 ml
	G-4060	Pojemnik na preparaty Duran	162 mm	203 mm	2675 ml
	G-4061	Pojemnik na preparaty Duran	115 mm	253 mm	1575 ml
	G-4062	Pojemnik na preparaty Duran	162 mm	253 mm	3475 ml
	G-4063	Pojemnik na preparaty Duran	132 mm	303 mm	2400 ml
	G-4064	Pojemnik na preparaty Duran	268 mm	303 mm	11250 ml

Opis

Pojemniki na preparaty Duran wykonane są ze szkła borokrzemowego. Dostarczane w komplecie z pokrywą z uchwytem. Szlifowana pokrywa zapewnia szczelne zamknięcie. Poręczna gałka zapewnia łatwe otwieranie pojemnika. Napisy są naniesione za pomocą białej, wypalanej, trwałej ceramiki.

Mnogość różnych etapów pracy w środowisku laboratoryjnych wymaga różnorodnych, uniwersalnych wyrobów szklanych. Szklane pojemniki o bardzo prostym kształcie charakteryzuje duża uniwersalność. Szkło i słoje ekspozycyjne/wystawowe służące do przechowywania materiałów i próbek są często wykorzystywane na wystawach muzealnych.

Wysokość pojemników podana przy produkcie to długość ich ścianki bocznej. Aby określić długość wewnętrzną do szlifu, dla produktu G-4052 należy od wartości 103 mm odjąć około 33 mm.