




Minikranik 3-drożny - sterylny

Małe trójdrożne kraniki wykonane z tworzywa sztucznego. Do podłączenia strzykawki lub igły.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	2-4190	Minikranik 3-drożny - niesterylny - pakowany pojedynczo - przyłącze: 2 Luer żeński, 1 Luer-Lock męski

Opis

Małe trójdrożne kraniki wykonane z tworzywa sztucznego. Do podłączenia strzykawki lub igły.

- 2 x stożek Luer żeński (dla stożka strzykawki).
- 1 x stożek Luer-Lock męski (dla stożka igły) z otworem T.

Pakowane pojedynczo.

Dodatkowo można zakupić **Multi-adaptery** (J-6111 – J-6112) z przyłączem Luer i Luer-Lock umożliwiające wygodne i bezpieczne pobieranie próbek krwi probówko-strzykawkami S-Monovette[®]. Kompatybilne zarówno z igłami Luer, jak i Luer-Lock pozwalając na dopasowanie S-Monovette[®] do różnych systemów Luer, takich jak stała igła, zawór trójdrożny lub igła motylkowa.