



Filtry do strzykawk z obudową z PC - niesterylne - śr. membrany 30 mm

Niesterylne filtry do strzykawk z membraną z AC, RC, Nylonu, PTFE oraz PVDF służą do sączenia roztworów wodnych jak i organicznych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Membrana	Śr. porów	Śr. membrany	Kolor	Stopień czystości	Szt./Op.
	B-1868	Filtry strzykawkowe z obudową z PC	CA	0,20 µm	30 mm	jasnoszary	niesterylne	100 szt.
	B-1869	Filtry strzykawkowe z obudową z PC	CA	0,45 µm	30 mm	szary	niesterylne	100 szt.
	B-1870	Filtry strzykawkowe z obudową z PC	RC	0,20 µm	30 mm	pomarańczowy	niesterylne	100 szt.
	B-1871	Filtry strzykawkowe z obudową z PC	RC	0,45 µm	30 mm	czerwony	niesterylne	100 szt.
	B-1872	Filtry strzykawkowe z obudową z PC	nylon (PA)	0,20 µm	30 mm	żółty	niesterylne	100 szt.
	B-1873	Filtry strzykawkowe z obudową z PC	nylon (PA)	0,45 µm	30 mm	jasnopomarańczowy	niesterylne	100 szt.
	B-1874	Filtry strzykawkowe z obudową z PC	PTFE	0,20 µm	30 mm	purpurowy	niesterylne	100 szt.
	B-1875	Filtry strzykawkowe z obudową z PC	PTFE	0,45 µm	30 mm	liliowy	niesterylne	100 szt.
	B-1876	Filtry strzykawkowe z obudową z PC	PVDF	0,20 µm	30 mm	fioletowy	niesterylne	100 szt.
	B-1877	Filtry strzykawkowe z obudową z PC	PVDF	0,45 µm	30 mm	niebieski	niesterylne	100 szt.

Opis

Niesterylne filtry do strzykawk z membraną z AC, RC, Nylonu, PTFE oraz PVDF służą do sączenia roztworów wodnych jak i organicznych.

Średnica membrany: 30 mm.

Obudowa sącza wykonana z poliwęglanu. Kolorowe pierścienie obudowy ułatwiają wybór odpowiedniego sącza.

Maks. obj. próbki: powyżej 100 ml.

Pojemność martwa: mniej niż 170 µl.

Poj. filtra: 0,864 ml.

Ciśnienie maks.: 8 bar.

Pow. filtracyjna: 0,490 cm².

Połączenie wlot/wylot: Luer-Lock / Luer .