







## Jednorazowe filtry ReZist do strzykawk - PTFE - śr. sączka 30 mm

**Whatman**<sup>®</sup>

Jednorazowe filtry ReZist do strzykawk (hydrofobowe) wyprodukowane dla potrzeb HPLC (przewietrzania, filtracji gazów, sączenia próbek w rozpuszczalnikach organicznych itp.). Filtry wykonane z PTFE, a obudowa sączka z polipropylenu. Kolorowe pierścienie obudowy ułatwiają wybór odpowiedniego sączka.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. porów	Kolor	Szt./Op.
	B-1882	Jednorazowe filtry ReZist do strzykawk - PTFE - śr. sączka 30 mm (0,20 μm) TEST APPEND	0,20 μm	biały	25 szt.
	B-1883	Jednorazowe filtry ReZist do strzykawk - PTFE - śr. sączka 30 mm (0,45 μm) TEST APPEND	0,45 μm	zielony	25 szt.
	B-1884	Jednorazowe filtry ReZist do strzykawk - PTFE - śr. sączka 30 mm (1 μm) TEST APPEND	1 μm	żółty	25 szt.
	B-1885	Jednorazowe filtry ReZist do strzykawk - PTFE - śr. sączka 30 mm (5 μm) TEST APPEND	5 μm	szary	25 szt.

### Opis

Jednorazowe filtry ReZist do strzykawk (hydrofobowe) wyprodukowane dla potrzeb HPLC (przewietrzania, filtracji gazów, sączenia próbek w rozpuszczalnikach organicznych itp.). Filtry wykonane z PTFE, a obudowa sączka z polipropylenu. Kolorowe pierścienie obudowy ułatwiają wybór odpowiedniego sączka.