



Filtry strzykawkowe Millex - sterylne - śr. membrany 33 mm



Sterylnie filtry strzykawkowe firmy Milipore. Membrana wykonana z mieszanych estrów celulozy (MCE). Do filtracji roztworów wodnych (śr. porów 0,22 µm) lub do filtracji wstępnej i oczyszczającej (śr. porów 0,45 µm oraz 0,8 µm). Obudowa z modyfikowanego akrylu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. porów	Stopień czystości	Szt./Op.
	B-1582	Filtry strzykawkowe Millex-GS	0,22 µm	sterylne	50 szt.
	B-1583	Filtry strzykawkowe Millex-HA	0,45 µm	sterylne	50 szt.
	B-1584	Filtry strzykawkowe Millex-AA	0,8 µm	sterylne	50 szt.

Opis

Sterylnie filtry strzykawkowe firmy Milipore. Membrana wykonana z mieszanych estrów celulozy (MCE). Do filtracji roztworów wodnych (śr. porów 0,22 µm) lub do filtracji wstępnej i oczyszczającej (śr. porów 0,45 µm oraz 0,8 µm). Obudowa z modyfikowanego akrylu.

Pojemność martwa: <100 µl.

Powierzchnia filtracji: 4,5 cm².

Ciśnienie maks.: 10 barów.

Maks. temp. robocza: 45°C.

Podłączenie (wlot/wylot): Luer-Lock/Luer.