



Płyn do czyszczenia autoklawów 1 l



Płyn do czyszczenia autoklawów. Przeznaczony do sterylizatorów parowych firmy Prestige Medical.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rodzaj pak.	Pojemność
	B-6345	Płyn do czyszczenia autoklawów	butelka	1000 ml

Opis

Płyn do czyszczenia autoklawu usuwa zanieczyszczenia z wewnętrznych elementów zbiornika, zapobiega osadzaniu się kamienia. Rekomendowany przez firmę Prestige Medical.