



Pojemniki chłodzące CellCamper® Maxi



Pojemniki CellCamper® Maxi **do przechowywania lub transportu** próbek w **warunkach chłodzących**. Wyposażone w podwójne żelowe wkłady umożliwiające utrzymanie różnych zakresów temperatury. W komplecie pasek na ramię do przenoszenia i uniwersalne, aluminiowe pudełko. Istnieje możliwość dokupienia wkładów na różne rodzaje probówek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zakres temp.	Kolor
	2-3710	Pojemnik chłodzący CellCamper® Maxi	od 0 do +4°C	zielony
	2-3711	Pojemnik chłodzący CellCamper® Maxi	od -20 do 0°C	zielony
	2-3712	Pojemnik chłodzący CellCamper® Maxi	od -22 do -18°C	zielony

Opis

Pojemniki CellCamper® Maxi są przeznaczone **do bezpiecznego przechowywania lub transportu próbek w warunkach chłodzących**. Są wyposażone w żelowe wkłady umożliwiające utrzymanie różnych zakresów temperatury nawet do 14 godzin. Alternatywnie można stosować inny czynnik chłodzący, np. suchy lód. Posiadają dwie komory na wkłady chłodzące i uniwersalne pudełko wykonane z aluminium, które można wymienić na dwa bloki aluminiowe. W zestawie znajduje się **praktyczny pasek do przenoszenia**. Konstrukcja CellCamper® Maxi zapobiega przewracaniu się probówek, przez co zapewnia bezpieczny i kontrolowany transport. Pojemniki są wykonane z pianki poliuretanowej (PU) i nadają się do czyszczenia alkoholem.

Zakres dostawy obejmuje: pojemnik CellCamper® Maxi, pasek na ramię, uniwersalne, aluminiowe pudełko i 2 x odpowiedni wkład chłodzący.

Jako akcesoria dostępne są inne wkłady chłodzące ([2-3716 - 2-3718](#)) i wkłady aluminiowe ([2-3719 - 2-3722](#)).

Pojemniki występują też w wersji Midi ([2-3713 - 2-3715](#)).

Parametry	2-3710	2-3711	2-3712
Wkład aluminiowy	uniwersalne pudełko		
Wkład chłodzący	2-3716	2-3717	2-3718

Zakres temperatury	od 0°C do +4°C	od -20°C do 0°C	od -22°C do -18°C
Czas utrzymania temp.	14 h	12 h	6 h
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	276 x 210 x 205 mm		