

Pipety enzymatyczne - o poj. 2 ml - 10 ml

Pipety enzymatyczne wykonane ze szkła. Brązowa podziałka. Klasa B. Podział liniowy. Punkt zerowy na górze. Kod koloru. Cienka końcówka. 10 sztuk w opakowaniu.

=====

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Podziałka	Szt./Op.
—	E-1602	Pipeta enzymatyczna	2 ml	0,01 ml	10 szt.
—	E-1603	Pipeta enzymatyczna	5 ml	0,05 ml	10 szt.
—	E-1604	Pipeta enzymatyczna	10 ml	0,1 ml	10 szt.

Opis

Pipety enzymatyczne wykonane ze szkła. Brązowa podziałka. Klasa B. Podział liniowy. Punkt zerowy na górze. Kod koloru. Cienka końcówka. 10 sztuk w opakowaniu.