



## Obrotowy stojak na 94 pipety

**ISOLAB**  
 Laborgeräte GmbH

Stojak do przechowywania pipet. Możliwość obrotu o 360 stopni. Posiada 94 otwory na pipety.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|  | S-1491  | Obrotowy stojak na 94 pipety |

### Opis

Okrągły statyw wykonany z polipropylenu (PP), pozwala na umieszczenie w pozycji pionowej do 94 sztuk różnego rodzaju pipet. Przeznaczony jednocześnie do ich swobodnego suszenia po umyciu. Lekki i stabilny stojak karuzelowy można obracać o 360° wokół osi, aby ułatwić dostęp do każdej pipety. Górny dysk statywu z wzorem siatki, pozwala utrzymać zawartość w prawidłowej pozycji. Płytkę dolną stojaka składa się z czterech koncentrycznych korytek o zwężających się bokach zakończonych otworami. Zabezpiecza to końcówki pipet przed zbieraniem się w nich resztek wody. Odsączona ciecz spływa otworami na najniższą platformę, skąd bardzo łatwo można ją zebrać.

Na tego typu wieszakach można również suszyć niezbędne w laboratorium inne drobne akcesoria takie jak np. bagietki, korki, lejki lub małe zlewki. Nadaje się również do przechowywania w wymaganej pozycji termometrów posiadających odpowiednie wymiary.