



**Statyw do mieszadeł magnetycznych SunLab:
SU1150, SU1200, SU1250, dla czujnika PT1000**

Statyw dla czujnika PT1000 do mieszadeł magnetycznych Sunlab SU1150, SU1200, SU1250.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	D-8158	Statyw Sunlab dla modeli: SU1150, SU1200, SU1250, dla czujnika PT1000

Opis

Statyw dla czujnika PT1000 do mieszadeł magnetycznych Sunlab [SU1150](#), [SU1200](#), [SU1250](#). Wykonany ze stali nierdzewnej.

Długość: 500 mm.